

-55 °C ~ -80 °C

377 Liters  
377 Litre



# LWF370

Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
Cooling Type / Soğutma Tipi	Cascade System / Static Cooling Kaskad Sistem / Statik Soğutma	
Defrost Mode / Defrost Modu	Manual / Manuel	
Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	377	
Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	382	
Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R410a / R508b	
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	120	
Performance Performans	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -80 °C
Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	-80 °C	
Control Kontrol	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran	
Power Elektrik	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
Frequency / Frekans	50 Hz	
Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	9.06	
Ampere (A) / Amper (A)	8.2	
Backup Battery Life / Yedek Pili Ömrü	72 hours / 72 Saat	
Alarm Alarm	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var	
Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var	
Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var	
No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var	
Dimensions Ölçüler	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*1532
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*971	
Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*1620	
Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	200	
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	215	
Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22	
Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	
Accessories Aksesuarlar	Shelves / Raflar	3 Piece / 3 Adet
Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli	

Optional Opsiyonlar
Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi
Exterior body color / Dış gövde rengi
Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker



LWF370/LWF470/LWF670 Certified as a Class IIa medical device according to 93/42/EEC medical device regulation.

LWF370/LWF470/LWF670 Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.