

LWF470

-55 °C ~ -80 °C

490 Liters
490 Litre



LWF370/LWF470/LWF670 Certified as a Class IIa medical device according to 93/42/EEC medical device regulation.

LWF370/LWF470/LWF670 Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Cascade System / Static Cooling Kaskad Sistem / Statik Soğutma
	Defrost Mode / Defrost Modu	Manual / Manuel
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	490
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	510
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R410a / R508b
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	-55 °C ~ -80 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	-80 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	10.02
Alarm Alarm	Ampere (A) / Amper (A)	8.35
	Backup Battery Life / Yedek Pili Ömrü	72 hours / 72 Saat
	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var
Dimensions Ölçüler	Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var
	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var
	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	931*975*1850
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1290
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	1000*1200*1920
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	225
Accessories Aksesuarlar	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	240
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	9 / 22 / 22
Optional Opsiyonlar	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26
	Shelves / Raflar	4 Piece / 4 Adet
Optional Opsiyonlar	Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli
	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi	
Optional Opsiyonlar	Exterior body color / Dış gövde rengi	
	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker	