

M390FR

-5 °C ~ -25 °C

362 Liters
362 Litre



Manufactured according to DIN13277 standard.

DIN13277 standardına uygun olarak üretilmiştir.



Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Static / Statik
	Defrost Mode / Defrost Modu	Manual / Manuel
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	362
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	372
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R290
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -25 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	-18 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	6.9
	Ampere (A) / Amper (A)	3.5
Alarm Alarm	Backup Battery Life / Yedek Pil Ömrü	72 hours / 72 Saat
	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var
	Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var
Dimensions Ölçüler	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var
	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	650*735*2130
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*1458
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	720*785*2220
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	110
	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	120
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	23 / 47 / 47
Accessories Aksesuarlar	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54
	Shelves / Raflar	5 Pieces / 5 Adet
	Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli
Optional Opsiyonlar	Sending alert codes via Wi-Fi by e-mail Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi	
	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi	
	Exterior body color / Dış gövde rengi	
	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker	