

-5 °C ~ -25 °C

634 Liters  
634 Litre



# M670FR



Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
Cooling Type / Soğutma Tipi	Static / Statik	
Defrost Mode / Defrost Modu	Manual / Manuel	
Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	634	
Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	649	
Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R290a	
Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	80	
Performance Performans	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	-5 °C ~ -25 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	-18 °C
Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili	
Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran	
Power Elektrik	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
Frequency / Frekans	50 Hz	
Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	7.1	
Ampere (A) / Amper (A)	3.96	
Backup Battery Life / Yedek Pili Ömrü	72 hours / 72 Saat	
Alarm Alarm	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var	
Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var	
Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var	
No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var	
Dimensions Ölçüler	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	784*840*2120
Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	624*635*1371	
Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	850*900*2280	
Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	130	
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	140	
Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	12 / 28 / 28	
Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	32	
Accessories Aksesuarlar	Shelves / Raflar	5 Piece / 5 Adet
Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli	
Optional Opsiyonlar	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi	
Exterior body color / Dış gövde rengi		
Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker		

Manufactured according  
to DIN13277 standard.

DIN13277 standardına  
uygun olarak üretilmiştir.

