


+2 °C ~ +10 °C

71 Liters
71 Litre



MC60ASI



Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Dynamic / Dinamik
	Defrost Mode / Defrost Modu	Automatic / Otomatik
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	71
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	74
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R600a
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	+2 °C ~ +10 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	1.1
	Ampere (A) / Amper (A)	0.6
	Backup Battery Life / Yedek Pil Ömrü	72 hours / 72 Saat
Alarm Alarm	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var
	Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var
	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var
Dimensions Ölçüler	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	451*516*771
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	358*435*536
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	520*565*810
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	38
	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	43
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	88 / 184 / 276
	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	312
Accessories Aksesuarlar	Shelves / Raflar	1 Piece / 1 Adet
	Wheel Type / Tekerlek Tipi	4 Adjustable Feet 4 Adet Ayarlı Ayak

Optional Opsiyonlar	Sending alert codes via WI-FI by e-mail Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi
	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi
	Exterior body color / Dış gövde rengi
	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker
	Glass door / Cam kapı

Manufactured according to
DIN13277 and DIN58345 standard.

DIN13277 ve DIN58345
standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

