

0 °C ~ +15 °C

145 Liters
145 Litre

TA170

Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Dynamic / Dinamik
	Defrost Mode / Defrost Modu	Automatic / Otomatik
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	145
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	152
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R600a
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	Mechanical Thermostat Mekanik Termostat
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	-
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	1.78
	Ampere (A) / Amper (A)	1.95
Alarm Alarm	Backup Battery Life / Yedek Pil Ömrü	-
	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	-
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	-
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	-
	Sensor Error / Sensör Hatası	-
Dimensions Ölçüler	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	-
	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	591*654*865
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	490*485*640
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*675*960
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	56
	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	62
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	48 / 108 / 108
Accessories Aksesuarlar	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	180
	Drawer Volume / Çekmece Hacmi	70 Liter x 2 Pc 70 Litre x 1 Adet
	Wheel Type / Tekerlek Tipi	Roller Roller



Optional Opsiyonlar	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi
	Exterior body color / Dış gövde rengi
	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker